



### **Description d'article**

Numéro de commande	82.1473.001
Description d'article	Boîte de Pétri, (Ø x h) : 92 x 16 mm, matériau : PS, transparent, avec ergots de ventilation, stérile, 20 pièce(s)/sachet tubulaire
Code NACRES	NB.14

### **Caractéristiques du produit**

Température minimale	0 °C
Température maximale	80 °C
Ergots de ventilation	oui

### **Dimensions**

Volume max.	80 ml
Diamètre	92 mm
Hauteur du produit	16 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Sans latex	oui
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Radiation gamma
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	480
Type d'emballage intérieur	sachet tubulaire
pièces / boîte	480
pièces / carton	480
pièces / pallet	9600
Profondeur du carton	584 mm
Largeur du carton	387 mm
Hauteur du carton	360 mm
Volume du carton	0.0814 cbm
Poids du produit	0.016 kg
Poids du carton	8.79 kg
Code EAN de la boîte	4038917129329
Code EAN du carton d'emballage	4038917022125

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

