



Description d'article

Numéro de commande	82.9923.422
Description d'article	Boîte de Pétri, (L x l x h) : 100 x 100 x 20 mm, matériau : PS, transparent, sans ergot de ventilation, stérile, 4 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.14

Caractéristiques du produit

Température minimale	0 °C
Température maximale	80 °C
Ergots de ventilation	non

Dimensions

Volume max.	175 ml
Largeur du produit	100 mm
Hauteur du produit	20 mm
Longueur du produit	100 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Boîte de Pétri, 100 x 100 x 20 mm, transparent,
sans ergot de ventilation

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Sans latex oui
Label de pureté stérile
Stérilisation Radiation gamma
Fiche de données de sécurité non
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 160
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 4
pièces / carton 160
pièces / pallet 4800
Profondeur du carton 608 mm
Largeur du carton 324 mm
Hauteur du carton 264 mm
Volume du carton 0.052 cbm
Poids du produit 0.0343 kg
Poids du carton 6.35 kg
Code EAN de la boîte 4038917154178
Code EAN du carton 4038917027854
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-05

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT