



### **Description d'article**

Numéro de commande	82.9923.426
Description d'article	Boîte de Pétri, (Ø x h) : 54,65 x 14,7 mm, matériau : PS, transparent, sans ergot de ventilation, 10 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Ergots de ventilation	non
-----------------------	-----

### **Dimensions**

Diamètre	54.65 mm
Hauteur du produit	14.7 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.





### **Pureté et certification**

Sans latex	oui
Apyrogène	non
Fiche de données de sécurité	non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	10
pièces / carton	1000
pièces / pallet	40000
Profondeur du carton	604 mm
Largeur du carton	264 mm
Hauteur du carton	373 mm
Volume du carton	0.06 cbm
Poids du carton	8.2 kg
Code EAN de la boîte	4038917154208
Code EAN du carton d'emballage	4038917039772

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

