



Description d'article

Numéro de commande	68.752
Description d'article	Cuve ronde, volume de travail max. : 3,5 ml, matériau : PP, hauteur : 51 mm, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Volume de travail	3,5 ml
-------------------	--------

Dimensions

Volume max.	4 ml
Diamètre	12 mm
Hauteur du produit	51 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
---------------------	--------------------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	5000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	5000
pièces / pallet	100000
Profondeur du carton	458 mm
Largeur du carton	408 mm
Hauteur du carton	350 mm
Volume du carton	0.0654 cbm
Poids du produit	0.0012 kg
Poids du carton	6.61 kg
Code EAN de la boîte	4038917083959
Code EAN du carton d'emballage	4038917002844

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

