



### **Description d'article**

Numéro de commande	80.1301
Description d'article	Écouvillons, dans le tube, aucun milieu, (L x Ø) : 175 x 12 mm, matériau de tige : PS, longueur de tige : 131 mm, matériau d'écouvillon : viscosse, stérile, 100 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.14

### **Caractéristiques du produit**

Type de fermeture	bouchon pression
Version	dans le tube
Type de milieu	aucun milieu

### **Dimensions**

Diamètre	12 mm
Longueur du produit	175 mm
Longueur avec bouchon	175 mm
Longueur sans bouchon	155 mm
Longueur avec bouchon et tige	166 mm
Longueur de la tige du tampon	131 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	blanc
Matériau de l'embout	viscose
Matériau de la tige	Polystyrène (PS)

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	Fournisseur CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Radiation gamma
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	32000
Profondeur du carton	590 mm
Largeur du carton	220 mm
Hauteur du carton	300 mm
Volume du carton	0.0389 cbm
Poids du produit	0.0047 kg
Poids du carton	5.94 kg
Code EAN de la boîte	4038917086103
Code EAN du carton d'emballage	4038917234184

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

