



### **Description d'article**

Numéro de commande	65.109
Description d'article	Bouchon pression, naturel, compatible avec microtube Ø 10,8 mm, avec boucle, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Bouchon	cape à attache
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	microtube Ø 10,8 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit	naturel

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	10000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	10000
pièces / pallet	640000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	298 mm
Hauteur du carton	215 mm
Volume du carton	0.0255 cbm
Poids du produit	0.0003 kg
Poids du carton	3.69 kg
Code EAN de la boîte	4038917080873
Code EAN du carton d'emballage	4038917000055

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

