



Description d'article

Numéro de commande	65.3716
Description d'article	Bouchon à vis, naturel, compatible avec microtube avec bouchon à vis, pour remplissage automatique de microtubes à bouchon à vis et adaptation directe aux analyseurs, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Bouchon	bouchon à membrane
Type de fermeture	bouchon à vis
Compatible avec	microtube avec bouchon à vis

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	naturel
Matériau du joint torique	Éthylène-propylène-diène-caoutchouc (EPDM)
Matériau de la membrane	caoutchouc

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	2000
pièces / pallet	648000
Profondeur du carton	268 mm
Largeur du carton	191 mm
Hauteur du carton	100 mm
Volume du carton	0.0051 cbm
Poids du produit	0.0004 kg
Poids du carton	0.95 kg
Code EAN de la boîte	4038917160193
Code EAN du carton d'emballage	4038917160186

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

