



Description d'article

Numéro de commande	65.697
Description d'article	Bouchon pression, naturel, compatible avec microtube Ø 10,8 mm, plat, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Bouchon	cape à pression standard
Type de fermeture	bouchon pression
Compatible avec	microtube Ø 10,8 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit	naturel

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	10000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	10000
pièces / pallet	660000
Profondeur du carton	438 mm
Largeur du carton	268 mm
Hauteur du carton	155 mm
Volume du carton	0.0182 cbm
Poids du produit	0.0003 kg
Poids du carton	3.31 kg
Code EAN de la boîte	4038917083492
Code EAN du carton d'emballage	4038917002417

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

