



### **Description d'article**

Numéro de commande	65.716.301
Description d'article	Bouchon à vis, bleu, compatible avec microtube avec bouchon à vis, 500 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Bouchon	cape plate
Type de fermeture	bouchon à vis
Compatible avec	microtube avec bouchon à vis

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	bleu
Matériau du joint torique	Éthylène-propylène-diène-caoutchouc (EPDM)

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	10000
pièces / pallet	720000
Code EAN de la boîte	4038917925587
Code EAN du carton	4038917925594
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

