



Description d'article

Numéro de commande	65.716.303
Description d'article	Bouchon à vis, rouge, compatible avec microtube avec bouchon à vis, 500 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Bouchon	cape plate
Type de fermeture	bouchon à vis
Compatible avec	microtube avec bouchon à vis

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	rouge
Matériau du joint torique	Éthylène-propylène-diène-caoutchouc (EPDM)

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	10000
pièces / pallet	720000
Code EAN de la boîte	4038917925204
Code EAN du carton	4038917925211
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

