



### **Description d'article**

Numéro de commande	65.716.321
Description d'article	Bouchon à vis, bleu, stérile, compatible avec microtube avec bouchon à vis, 500 pièce(s)/sachet double

### **Caractéristiques du produit**

Bouchon	cape plate
Type de fermeture	bouchon à vis
Compatible avec	microtube avec bouchon à vis

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	bleu
Matériau du joint torique	Éthylène-propylène-diène-caoutchouc (EPDM)

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Type d'emballage intérieur	sachet double
pièces / boîte	500
pièces / carton	5000
pièces / pallet	540000
Profondeur du carton	351 mm
Largeur du carton	280 mm
Hauteur du carton	138 mm
Volume du carton	0.0136 cbm
Poids du carton	2.05 kg
Code EAN de la boîte	4038917923354
Code EAN du carton d'emballage	4038917923361

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

