



Description d'article

Numéro de commande	65.716.322
Description d'article	Bouchon à vis, jaune, stérile, compatible avec microtube avec bouchon à vis, 500 pièce(s)/sachet double

Caractéristiques du produit

Bouchon	cape plate
Type de fermeture	bouchon à vis
Compatible avec	microtube avec bouchon à vis

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	jaune
Matériau du joint torique	Éthylène-propylène-diène-caoutchouc (EPDM)

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Bouchon à vis, jaune, stérile, compatible avec
microtube avec bouchon à vis

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

Conditionnement

Type d'emballage intérieur	sachet double
pièces / boîte	500
pièces / carton	5000
pièces / pallet	540000
Profondeur du carton	351 mm
Largeur du carton	280 mm
Hauteur du carton	138 mm
Volume du carton	0.0136 cbm
Poids du carton	2.05 kg
Code EAN de la boîte	4038917923385
Code EAN du carton d'emballage	4038917923392

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

