



### **Description d'article**

Numéro de commande	72.609.034
Description d'article	Microtube avec bouchon à vis, volume de travail : 2 ml, fond conique à jupe, avec moletage, noir, sans bouchon, 500 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Rainures	oui
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	2 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

### **Dimensions**

Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	44 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit noir

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences IATA  
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE  
Certifié CE CE  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 50000  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 500  
pièces / carton 5000  
pièces / pallet 180000  
Profondeur du carton 450 mm  
Largeur du carton 450 mm  
Hauteur du carton 246 mm  
Volume du carton 0.0498 cbm  
Poids du produit 0.0012 kg  
Poids du carton 7.06 kg  
Code EAN de la boîte 4038917114530  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917066068

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

