



Description d'article

Numéro de commande	72.609.303
Description d'article	Microtube avec bouchon à vis, volume de travail : 2 ml, fond conique à jupe, avec moletage, marron, sans bouchon, 500 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Rainures	oui
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	2 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

Dimensions

Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	44 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit marron

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 500
pièces / carton 5000
pièces / pallet 180000
Profondeur du carton 450 mm
Largeur du carton 450 mm
Hauteur du carton 246 mm
Volume du carton 0.0498 cbm
Poids du produit 0.0012 kg
Poids du carton 7.06 kg
Code EAN de la boîte 4038917434317
Code EAN du carton
d'emballage 4038917434300

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

