



### **Description d'article**

Numéro de commande	72.609.311
Description d'article	Microtube avec bouchon à vis, volume de travail : 2 ml, fond conique à jupe, avec moletage, transparent, sans bouchon, stérile, 500 pièce(s)/sachet double

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Rainures	oui
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	2 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

### **Dimensions**

Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	44 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences IATA  
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE  
Certifié CE CE  
Label de pureté stérile  
Stérilisation Irradiation électronique  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 500  
Type d'emballage intérieur sachet double  
pièces / boîte 500  
pièces / carton 2500  
pièces / pallet 140000  
Volume du carton 0.029 cbm  
Poids du produit 0.0012 kg  
Poids du carton 3.63 kg  
Code EAN de la boîte 4038917434379  
Code EAN du carton 4038917434362  
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

