



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 72.692.210 |
| Description d'article | Microtube avec bouchon à vis, volume de travail : 1,5 ml, fond conique, avec moletage, transparent, bouchon : naturel, bouchon attaché, Biosphere® plus, 25 pièce(s)/sachet |
| Code NACRES | NB.11 |

Caractéristiques du produit

| | |
|--------------------------|----------------|
| Graduation | non |
| Bouchon | cape à attache |
| Type de fermeture | bouchon à vis |
| Rainures | oui |
| Forme du fond | fond conique |
| Volume de travail | 1,5 ml |
| Centrifugation max (FCR) | 20000 x g |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

| | |
|---------------------|---------|
| Diamètre | 10.8 mm |
| Longueur du produit | 44 mm |

Matériau et coloris

| | |
|---------------------------|--|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit | transparent |
| Matériel de fermeture | Polypropylène (PP) |
| Couleur du bouchon | naturel |
| Matériau du joint torique | Éthylène-propylène-diène-caoutchouc (EPDM) |

Pureté et certification

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Satisfait les exigences | IATA |
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE | CE |
| Label de pureté | Biosphere® plus |
| Stérilisation | Stérilisation au gaz |
| Apyrogène | oui |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 500 |
| Type d'emballage intérieur | sachet |
| pièces / boîte | 250 |
| pièces / carton | 500 |
| pièces / pallet | 55000 |
| Profondeur du carton intérieur | 211 mm |
| Largeur du carton intérieur | 191 mm |
| Hauteur du carton intérieur | 141 mm |
| Profondeur du carton | 398 mm |
| Largeur du carton | 223 mm |
| Hauteur du carton | 160 mm |
| Volume du carton | 0.0142 cbm |
| Poids du produit | 0.0015 kg |
| Poids du carton | 1.34 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917223775 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
**Microtube avec bouchon à vis, 1,5 ml, Biosphere®
plus**

Page 3

Code EAN du carton
d'emballage

4038917223768

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-19

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT