



### **Description d'article**

Numéro de commande	72.694.310
Description d'article	Microtube avec bouchon à vis, volume de travail : 2 ml, fond conique à jupe, avec moletage, marron, bouchon : marron, bouchon séparé, avec plage d'écriture imprimée, avec graduation, 250 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Rainures	oui
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	2 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	44 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	marron
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	marron
Matériau du joint torique	Éthylène-propylène-diène-caoutchouc (EPDM)

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	250
pièces / carton	5000
pièces / pallet	160000
Profondeur du carton	463 mm
Largeur du carton	412 mm
Hauteur du carton	292 mm
Volume du carton	0.0557 cbm
Poids du carton	8.59 kg
Code EAN de la boîte	4038917926423
Code EAN du carton d'emballage	4038917926430

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

