



### **Description d'article**

Numéro de commande	72.694.321
Description d'article	Microtube avec bouchon à vis, volume de travail : 2 ml, fond conique à jupe, avec moletage, transparent, bouchon : bleu, bouchon assemblé, avec plage d'écriture imprimée, avec graduation, stérile, 100 pièce(s)/sachet

### **Caractéristiques du produit**

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Rainures	oui
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	2 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	44 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	bleu
Matériau du joint torique	Éthylène-propylène-diène-caoutchouc (EPDM)

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	108000
Profondeur du carton	351 mm
Largeur du carton	280 mm
Hauteur du carton	138 mm
Volume du carton	0.0136 cbm
Poids du carton	1.82 kg
Code EAN de la boîte	4038917926492
Code EAN du carton d'emballage	4038917926508

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

