



### **Description d'article**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande    | 72.694.406   |
| Description d'article | Microtube avec bouchon à vis, volume de travail : 2 ml, fond conique à jupe, avec moletage, transparent, bouchon : naturel, bouchon assemblé, avec plage d'écriture imprimée, avec graduation, PCR Performance Tested, 100 pièce(s)/sachet |
| Code NACRES           | NB.11  |

### **Caractéristiques du produit**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Étiquette/ Impression        | avec aplat             |
| Couleur impression/étiquette | blanc                  |
| Graduation                   | oui                    |
| Bouchon                      | bouchon à vis standard |
| Rainures                     | oui                    |
| Forme du fond                | fond conique à jupe    |
| Volume de travail            | 2 ml                   |
| Centrifugation max (FCR)     | 20000 x g              |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Diamètre            | 10.8 mm |
| Longueur du produit | 44 mm   |

### **Matériau et coloris**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Matériau du produit       | Polypropylène (PP)                         |
| Couleur du produit        | transparent                                |
| Matériel de fermeture     | Polypropylène (PP)                         |
| Couleur du bouchon        | naturel                                    |
| Matériau du joint torique | Éthylène-propylène-diène-caoutchouc (EPDM) |

### **Pureté et certification**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Satisfait les exigences | IATA                    |
| Catégorie de produit    | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE             | CE                      |
| Label de pureté         | PCR Performance Tested  |
| Alloti                  | oui                     |

### **Conditionnement**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty.                | 1000          |
| Type d'emballage intérieur        | sachet        |
| pièces / boîte                    | 500           |
| pièces / carton                   | 1000          |
| pièces / pallet                   | 110000        |
| Profondeur du carton intérieur    | 211 mm        |
| Largeur du carton intérieur       | 191 mm        |
| Hauteur du carton intérieur       | 141 mm        |
| Profondeur du carton              | 398 mm        |
| Largeur du carton                 | 223 mm        |
| Hauteur du carton                 | 160 mm        |
| Volume du carton                  | 0.0142 cbm    |
| Poids du produit                  | 0.0016 kg     |
| Poids du carton                   | 2.11 kg       |
| Code EAN de la boîte              | 4038917223928 |
| Code EAN du carton<br>d'emballage | 4038917223911 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

