



Description d'article

Numéro de commande	72.703.600
Description d'article	Microtube avec bouchon à vis, volume de travail : 1,5 ml, fond conique à jupe, avec moletage, transparent, bouchon : naturel, bouchon assemblé, avec plage d'écriture imprimée, avec graduation, PCR Performance Tested, Faible adsorption protéique, 100 pièce(s)/sachet minigrip
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Bouchon	bouchon à vis standard
Rainures	oui
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	1,5 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Volume max.	1.5 ml
Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	44 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	naturel
Matériau du joint torique	Éthylène-propylène-diène-caoutchouc (EPDM)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	PCR Performance Tested
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet minigrip
pièces / boîte	500
pièces / carton	1000
pièces / pallet	110000
Profondeur du carton intérieur	211 mm
Largeur du carton intérieur	191 mm
Hauteur du carton intérieur	141 mm
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	223 mm
Hauteur du carton	160 mm
Volume du carton	0.0142 cbm
Poids du produit	0.0016 kg
Poids du carton	2.17 kg
Code EAN de la boîte	4038917393089
Code EAN du carton d'emballage	4038917393072

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

