



Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 72.703.700 |
| Description d'article | Microtube avec bouchon à vis, volume de travail : 1,5 ml, fond conique à jupe, avec moletage, transparent, bouchon : naturel, bouchon assemblé, avec plage d'écriture imprimée, avec graduation, PCR Performance Tested, Faible adsorption d'ADN, 100 pièce(s)/sachet minigrip |
| Code NACRES | NB.11 |

Caractéristiques du produit

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Étiquette/ Impression | avec aplat |
| Couleur impression/étiquette | blanc |
| Graduation | oui |
| Bouchon | bouchon à vis standard |
| Rainures | oui |
| Forme du fond | fond conique à jupe |
| Volume de travail | 1,5 ml |
| Centrifugation max (FCR) | 20000 x g |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

| | |
|---------------------|---------|
| Diamètre | 10.8 mm |
| Longueur du produit | 44 mm |

Matériau et coloris

| | |
|---------------------------|--|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit | transparent |
| Matériel de fermeture | Polypropylène (PP) |
| Couleur du bouchon | naturel |
| Matériau du joint torique | Éthylène-propylène-diène-caoutchouc (EPDM) |

Pureté et certification

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Satisfait les exigences | IATA |
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE | CE |
| Label de pureté | PCR Performance Tested |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Minimum order qty. | 1000 |
| Type d'emballage intérieur | sachet minigrip |
| pièces / boîte | 500 |
| pièces / carton | 1000 |
| pièces / pallet | 110000 |
| Profondeur du carton intérieur | 211 mm |
| Largeur du carton intérieur | 191 mm |
| Hauteur du carton intérieur | 141 mm |
| Profondeur du carton | 398 mm |
| Largeur du carton | 223 mm |
| Hauteur du carton | 160 mm |
| Volume du carton | 0.0142 cbm |
| Poids du produit | 0.0016 kg |
| Poids du carton | 2.17 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917393232 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917393225 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

