



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 72.730.305 |
| Description d'article | Microtube avec bouchon à vis, volume de travail : 0,5 ml, fond conique à jupe, avec moletage, transparent, bouchon : naturel, bouchon séparé, 100 pièce(s)/sachet |

Caractéristiques du produit

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Graduation | non |
| Rainures | oui |
| Forme du fond | fond conique à jupe |
| Volume de travail | 0,5 ml |
| Centrifugation max (FCR) | 20000 x g |

Dimensions

| | |
|---------------------|---------|
| Diamètre | 10.8 mm |
| Longueur du produit | 44 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

| | |
|---------------------------|--|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit | transparent |
| Matériel de fermeture | Polypropylène (PP) |
| Couleur du bouchon | naturel |
| Matériau du joint torique | Éthylène-propylène-diène-caoutchouc (EPDM) |

Pureté et certification

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Satisfait les exigences | IATA |
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE | CE |
| Stérilisation | Irradiation électronique |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Type d'emballage intérieur | sachet |
| pièces / boîte | 100 |
| pièces / carton | 1000 |
| pièces / pallet | 96000 |
| Profondeur du carton | 278 mm |
| Largeur du carton | 348 mm |
| Hauteur du carton | 140 mm |
| Volume du carton | 0.0135 cbm |
| Poids du carton | 1.79 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917994224 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917994231 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

