



Description d'article

Numéro de commande	72.730.308
Description d'article	Microtube avec bouchon à vis, volume de travail : 0,5 ml, fond conique à jupe, avec moletage, marron, bouchon : marron, bouchon séparé, 500 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Rainures	oui
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	0,5 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

Dimensions

Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	44 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	marron
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	marron
Matériau du joint torique	Éthylène-propylène-diène-caoutchouc (EPDM)

Pureté et certification

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	5000
pièces / pallet	150000
Profondeur du carton	398 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Microtube avec bouchon à vis, 0,5 ml

Page 2

Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	340 mm
Volume du carton	0.0539 cbm
Poids du carton	8.23 kg
Code EAN de la boîte	4038917994408
Code EAN du carton d'emballage	4038917994415

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT