



## **Description d'article**

Numéro de commande	72.730.309
Description d'article	Microtube avec bouchon à vis, volume de travail : 0,5 ml, fond conique à jupe, avec moletage, transparent, bouchon séparé, avec plage d'écriture imprimée, 250 pièce(s)/sachet

## **Caractéristiques du produit**

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	non
Rainures	oui
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	0,5 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

## **Dimensions**

Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	44 mm

## **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

## **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

## **Conditionnement**

Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	250
pièces / carton	5000
pièces / pallet	150000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	300 mm
Volume du carton	0.0475 cbm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Microtube avec bouchon à vis, 0,5 ml**

**Page 2**

Poids du carton	6.62 kg
Code EAN de la boîte	4038917994484
Code EAN du carton d'emballage	4038917994491

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**