



### **Description d'article**

Numéro de commande	72.730.311
Description d'article	Microtube avec bouchon à vis, volume de travail : 0,5 ml, fond conique à jupe, avec moletage, transparent, sans bouchon, 500 pièce(s)/sachet double

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Rainures	oui
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	0,5 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

### **Dimensions**

Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	44 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	IATA
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Type d'emballage intérieur	sachet double
pièces / boîte	500
pièces / carton	2500
pièces / pallet	130000
Profondeur du carton	375 mm
Largeur du carton	545 mm
Hauteur du carton	135 mm
Volume du carton	0.0276 cbm
Poids du carton	3.58 kg

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Microtube avec bouchon à vis, 0,5 ml**

**Page 2**

Code EAN de la boîte 4038917994576  
Code EAN du carton d'emballage 4038917994583

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**