



Description d'article

Numéro de commande	72.730.711
Description d'article	Microtube avec bouchon à vis, volume de travail : 0,5 ml, fond conique à jupe, avec moletage, transparent, sans bouchon, stérile, 500 pièce(s)/sachet double
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Rainures	oui
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	0,5 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

Dimensions

Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	44 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Label de pureté stérile
Stérilisation Irradiation électronique
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 2500
Type d'emballage intérieur sachet double
pièces / boîte 500
pièces / carton 2500
pièces / pallet 130000
Profondeur du carton 598 mm
Largeur du carton 378 mm
Hauteur du carton 135 mm
Volume du carton 0.0305 cbm
Poids du produit 0.0012 kg
Poids du carton 3.58 kg
Code EAN de la boîte 4038917119566
Code EAN du carton d'emballage 4038917043922

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

