



Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 72.733.201 |
| Description d'article | Microtube avec bouchon à vis, pour la limitation du volume à 100 µl, volume de travail : 0,5 ml, fond conique, avec moletage, transparent, sans bouchon, 500 pièce(s)/sachet |
| Code NACRES | NB.11 |

Caractéristiques du produit

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Graduation | non |
| Rainures | oui |
| Exemple d'utilisation | pour la limitation du volume à 100 µl |
| Forme du fond | fond conique |
| Volume de travail | 0,5 ml |
| Centrifugation max (FCR) | 20000 x g |

Dimensions

| | |
|---------------------|-------|
| Diamètre | 8 mm |
| Longueur du produit | 44 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 500
pièces / carton 5000
pièces / pallet 210000
Profondeur du carton 388 mm
Largeur du carton 378 mm
Hauteur du carton 250 mm
Volume du carton 0.0367 cbm
Poids du produit 0.0008 kg
Poids du carton 4.48 kg
Code EAN de la boîte 4038917366625
Code EAN du carton d'emballage 4038917366618

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

