



Description d'article

Numéro de commande	72.785
Description d'article	Microtube avec bouchon à vis, volume de travail : 0,5 ml, fond conique à jupe, transparent, sans bouchon, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Rainures	non
Forme du fond	fond conique à jupe
Volume de travail	0,5 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

Dimensions

Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	44 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Satisfait les exigences IATA
Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE CE
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 5000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 500
pièces / carton 5000
pièces / pallet 180000
Profondeur du carton 398 mm
Largeur du carton 398 mm
Hauteur du carton 300 mm
Volume du carton 0.0475 cbm
Poids du produit 0.0012 kg
Poids du carton 6.63 kg
Code EAN de la boîte 4038917084116
Code EAN du carton
d'emballage 4038917077675

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

