



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 72.690.300 |
| Description d'article | Microtube, volume de travail : 1,5 ml, matériau : PP, transparent, bouchon : transparent, bouchon attaché, bouchon attaché, avec graduation moulée et plage d'écriture, 500 pièce(s)/sachet |

Caractéristiques du produit

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Graduation | oui |
| Bouchon | bouchon attaché |
| Volume de travail | 1,5 ml |
| Centrifugation max (FCR) | 20000 x g |
| Possibilité d'autoclavage (°C max.) | 121 °C |

Dimensions

| | |
|---------------------|--------|
| Volume nominal | 1.5 ml |
| Longueur du produit | 39 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

| | |
|---------------------|--------------------|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit | transparent |
| Couleur du bouchon | transparent |

Pureté et certification

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Catégorie de produit | Aucun dispositif médical DIV |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 500 |
| Type d'emballage intérieur | sachet |
| pièces / boîte | 500 |
| pièces / carton | 5000 |
| pièces / pallet | 160000 |
| Volume du carton | 0.0558 cbm |
| Poids du produit | 0.0009 kg |
| Poids du carton | 5.14 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917378741 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917378734 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

