



### Description d'article

Numéro de commande	72.690.377
Description d'article	Microtube, volume de travail : 1,5 ml, matériau : PP, rouge, bouchon : rouge, cape à attache, bouchon attaché, avec graduation moulée et plage d'écriture, 500 pièce(s)/sachet

### Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Bouchon	cape à attache
Volume de travail	1,5 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

### Dimensions

Volume nominal	1.5 ml
Longueur du produit	39 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	rouge
Couleur du bouchon	rouge

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	5000
pièces / pallet	160000
Volume du carton	0.0558 cbm
Poids du produit	0.001 kg
Poids du carton	5.6 kg
Code EAN de la boîte	4038917369503
Code EAN du carton d'emballage	4038917369497

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

