



## Description d'article

Numéro de commande	72.690.999
Description d'article	Microtube, volume de travail : 1,5 ml, matériau : PP, mélange de coloris, bouchon : mélange de coloris, cape à attache, bouchon attaché, avec graduation moulée et plage d'écriture, 500 pièce(s)/sachet

## Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Bouchon	cape à attache
Volume de travail	1,5 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

## Dimensions

Volume nominal	1.5 ml
Longueur du produit	39 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	mélange de coloris
Couleur du bouchon	mélange de coloris

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	5000
pièces / pallet	140000
Profondeur du carton	410 mm
Largeur du carton	461 mm
Hauteur du carton	345 mm
Volume du carton	0.0649 cbm
Poids du carton	5.19 kg
Code EAN de la boîte	4038917116756
Code EAN du carton d'emballage	4038917015288

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

