



Description d'article

Numéro de commande	72.695.500
Description d'article	Microtube SafeSeal, volume de travail : 2 ml, matériau : PP, transparent, bouchon : naturel, bouchon à SafeSeal, bouchon attaché, avec graduation moulée et plage d'écriture, 250 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Bouchon	bouchon à SafeSeal
Type de fermeture	couvercle à charnière
Volume de travail	2 ml
Centrifugation max (FCR)	25000 x g

Dimensions

Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	40 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	naturel

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	2000
pièces / pallet	100000
Profondeur du carton intérieur	301 mm
Largeur du carton intérieur	221 mm
Hauteur du carton intérieur	161 mm
Profondeur du carton	458 mm
Largeur du carton	313 mm
Hauteur du carton	180 mm
Volume du carton	0.0258 cbm
Poids du produit	0.0011 kg
Poids du carton	3.09 kg
Code EAN de la boîte	4038917266109
Code EAN du carton d'emballage	4038917266093

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

