



Description d'article

Numéro de commande	72.695.700
Description d'article	Microtube SafeSeal, volume de travail : 2 ml, matériau : PP, transparent, bouchon : transparent, bouchon à SafeSeal, bouchon attaché, avec graduation moulée et plage d'écriture, PCR Performance Tested, Faible adsorption d'ADN, 50 pièce(s)/sachet minigrip
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Bouchon	bouchon à SafeSeal
Volume de travail	2 ml
Centrifugation max (FCR)	25000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	40 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	PCR Performance Tested
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	800
Type d'emballage intérieur	sachet minigrip
pièces / boîte	200
pièces / carton	800
pièces / pallet	62400
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	135 mm
Volume du carton	0.0188 cbm
Poids du produit	0.0011 kg
Poids du carton	1.56 kg
Code EAN de la boîte	4038917350099
Code EAN du carton	4038917350082
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

