



Description d'article

Numéro de commande	72.698.200
Description d'article	Microtube, volume de travail : 0,5 ml, matériau : PP, transparent, sans bouchon, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Volume de travail	0,5 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

Dimensions

Diamètre	7.8 mm
Longueur du produit	30 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	5000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	5000
pièces / pallet	330000
Profondeur du carton	438 mm
Largeur du carton	268 mm
Hauteur du carton	155 mm
Volume du carton	0.0182 cbm
Poids du produit	0.0004 kg
Poids du carton	2.3 kg
Code EAN de la boîte	4038917118118
Code EAN du carton d'emballage	4038917015875

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

