



### Description d'article

Numéro de commande	72.699
Description d'article	Microtube, volume de travail : 0,5 ml, matériau : PP, transparent, bouchon : transparent, cape à pression standard, bouchon attaché, 1 000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### Caractéristiques du produit

Graduation	non
Bouchon	cape à pression standard
Type de fermeture	couvercle à charnière
Volume de travail	0,5 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

### Dimensions

Diamètre	7.8 mm
Longueur du produit	30 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	transparent

### Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

### Conditionnement

Minimum order qty.	5000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	5000
pièces / pallet	320000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	298 mm
Hauteur du carton	215 mm
Volume du carton	0.0255 cbm
Poids du produit	0.0005 kg
Poids du carton	2.83 kg
Code EAN de la boîte	4038917083515
Code EAN du carton d'emballage	4038917002431

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

