



Description d'article

Numéro de commande	72.699.002
Description d'article	Microtube, volume de travail : 0,5 ml, matériau : PP, jaune, bouchon : jaune, cape à pression standard, bouchon attaché, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Bouchon	cape à pression standard
Type de fermeture	couvercle à charnière
Volume de travail	0,5 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

Dimensions

Diamètre	7.8 mm
Longueur du produit	30 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	jaune
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	jaune

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	5000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	5000
pièces / pallet	320000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	298 mm
Hauteur du carton	215 mm
Volume du carton	0.0255 cbm
Poids du produit	0.0005 kg
Poids du carton	2.87 kg
Code EAN de la boîte	4038917118149
Code EAN du carton d'emballage	4038917015899

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

