



Description d'article

Numéro de commande	72.701.200
Description d'article	Microtube SafeSeal, volume de travail : 5 ml, matériau : PP, transparent, bouchon : naturel, bouchon à SafeSeal, bouchon attaché, avec graduation moulée et plage d'écriture, Biosphere® plus, 25 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Bouchon	bouchon à SafeSeal
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	25000 x g

Dimensions

Diamètre	17 mm
Longueur du produit	60 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	naturel

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	Biosphere® plus
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	100
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	100
pièces / pallet	14400
Profondeur du carton intérieur	201 mm
Largeur du carton intérieur	151 mm
Hauteur du carton intérieur	126 mm
Profondeur du carton	323 mm
Largeur du carton	213 mm
Hauteur du carton	145 mm
Volume du carton	0.01 cbm
Poids du produit	0.0031 kg
Poids du carton	0.59 kg
Code EAN de la boîte	4038917905879
Code EAN du carton d'emballage	4038917905886

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

