



Description d'article

Numéro de commande	72.701.700
Description d'article	Microtube SafeSeal, volume de travail : 5 ml, matériau : PP, transparent, bouchon : naturel, bouchon à SafeSeal, bouchon attaché, avec graduation moulée et plage d'écriture, PCR Performance Tested, Faible adsorption d'ADN, 25 pièce(s)/sachet

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Bouchon	bouchon à SafeSeal
Volume de travail	5 ml
Centrifugation max (FCR)	25000 x g

Dimensions

Diamètre	17 mm
Longueur du produit	60 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	naturel

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	PCR Performance Tested
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	200
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	200
pièces / pallet	15600
Profondeur du carton intérieur	189 mm
Largeur du carton intérieur	151 mm
Hauteur du carton intérieur	97 mm
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	135 mm
Volume du carton	0.0188 cbm
Poids du produit	0.0031 kg
Poids du carton	1.12 kg
Code EAN de la boîte	4038917905992
Code EAN du carton	4038917906005
d'emballage	

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

