



Description d'article

Numéro de commande	72.704.006
Description d'article	Microtube SafeSeal, volume de travail : 0,5 ml, matériau : PP, bleu, bouchon : bleu, bouchon à SafeSeal, bouchon attaché, avec graduation moulée et plage d'écriture, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Bouchon	bouchon à SafeSeal
Volume de travail	0,5 ml
Centrifugation max (FCR)	30000 x g

Dimensions

Diamètre	7.8 mm
Longueur du produit	30 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	bleu
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	bleu

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	2000
pièces / pallet	156000
Profondeur du carton intérieur	189 mm
Largeur du carton intérieur	151 mm
Hauteur du carton intérieur	97 mm
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	135 mm
Volume du carton	0.0188 cbm
Poids du produit	0.0005 kg
Poids du carton	1.61 kg
Code EAN de la boîte	4038917227643
Code EAN du carton d'emballage	4038917227636

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

