



Description d'article

Numéro de commande	72.704.200
Description d'article	Microtube SafeSeal, volume de travail : 0,5 ml, matériau : PP, transparent, bouchon : transparent, bouchon à SafeSeal, bouchon attaché, avec graduation moulée et plage d'écriture, Biosphere® plus, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation	oui
Bouchon	bouchon à SafeSeal
Volume de travail	0,5 ml
Centrifugation max (FCR)	30000 x g

Dimensions

Diamètre	7.8 mm
Longueur du produit	30 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	Biosphere® plus
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Apyrogène	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	250
pièces / carton	500
pièces / pallet	82500
Profondeur du carton intérieur	189 mm
Largeur du carton intérieur	151 mm
Hauteur du carton intérieur	97 mm
Profondeur du carton	338 mm
Largeur du carton	228 mm
Hauteur du carton	120 mm
Volume du carton	0.0092 cbm
Poids du produit	0.0005 kg
Poids du carton	0.62 kg
Code EAN de la boîte	4038917235129
Code EAN du carton d'emballage	4038917235112

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

