



### **Description d'article**

Numéro de commande	72.706.400
Description d'article	Microtube SafeSeal, volume de travail : 1,5 ml, matériau : PP, transparent, bouchon : transparent, bouchon à SafeSeal, bouchon attaché, avec graduation moulée et plage d'écriture, PCR Performance Tested, 250 pièce(s)/sachet minigrip
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	oui
Bouchon	bouchon à SafeSeal
Volume de travail	1,5 ml
Centrifugation max (FCR)	30000 x g

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	39 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polypropylène (PP)
Couleur du bouchon	transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	PCR Performance Tested
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	2000
Type d'emballage intérieur	sachet minigrip
pièces / boîte	1000
pièces / carton	2000
pièces / pallet	100000
Profondeur du carton intérieur	301 mm
Largeur du carton intérieur	221 mm
Hauteur du carton intérieur	161 mm
Profondeur du carton	458 mm
Largeur du carton	313 mm
Hauteur du carton	180 mm
Volume du carton	0.0258 cbm
Poids du produit	0.001 kg
Poids du carton	2.97 kg
Code EAN de la boîte	4038917118293
Code EAN du carton d'emballage	4038917078320

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

