



### Description d'article

Numéro de commande	72.709
Description d'article	Microtube, volume de travail : 2 ml, matériau : PP, transparent, sans bouchon, avec jupe, 500 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### Caractéristiques du produit

Graduation	non
Volume de travail	2 ml
Centrifugation max (FCR)	20000 x g

### Dimensions

Diamètre	10.8 mm
Longueur du produit	39 mm

### Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	5000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	5000
pièces / pallet	210000
Profondeur du carton	388 mm
Largeur du carton	378 mm
Hauteur du carton	250 mm
Volume du carton	0.0367 cbm
Poids du produit	0.0012 kg
Poids du carton	6.44 kg
Code EAN de la boîte	4038917083591
Code EAN du carton d'emballage	4038917002493

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

