




Spécification de produit
IsoFreeze® MCT Rack, PP, format : 6 x 4,
compatible avec tubes à réaction Ø 10,8 mm (1,5
ml & 2 ml)

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	95.983
Description d'article	IsoFreeze® MCT Rack, matériau : PP, multicolore, format : 6 x 4, compatible avec tubes à réaction Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2 ml), 1 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Compatible avec	tubes à réaction Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2 ml)
Formats	6 x 4

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	multicolore
Couleur du bouchon	transparent
Couleur cadre	blanc

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
IsoFreeze® MCT Rack, PP, format : 6 x 4,
compatible avec tubes à réaction Ø 10,8 mm (1,5
ml & 2 ml)

Page 2

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 1
pièces / carton 5
pièces / pallet 240
Profondeur du carton 197 mm
Largeur du carton 93 mm
Hauteur du carton 584 mm
Volume du carton 0.0107 cbm
Poids du produit 0.349 kg
Poids du carton 2.5 kg
Code EAN de la boîte 4038917394895
Code EAN du carton
d'emballage 4038917394888

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT