



Description d'article

Numéro de commande	95.987.002
Description d'article	Plateau de travail PCR, matériau : PC, transparent, format : 12 x 8, compatible avec tubes de PCR 0,1 ml et 0,2 ml, 5 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.15

Caractéristiques du produit

Compatible avec	tubes de PCR 0,1 ml et 0,2 ml
Formats	12 x 8

Dimensions

Largeur du produit	79 mm
Longueur du produit	115 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Plateau de travail PCR, PC, format : 12 x 8,
compatible avec tubes de PCR 0,1 ml et 0,2 ml

Page 2

Matériau et coloris

Matériau du produit Polycarbonate (PC)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 5
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 5
pièces / carton 100
pièces / pallet 32400
Profondeur du carton 268 mm
Largeur du carton 191 mm
Hauteur du carton 100 mm
Volume du carton 0.0051 cbm
Poids du produit 0.0106 kg
Poids du carton 1.25 kg
Code EAN de la boîte 4038917124157
Code EAN du carton
d'emballage 4038917019118

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-07-18

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT