



### **Description d'article**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande    | 95.988  |
| Description d'article | Station de base, matériau : PC, transparent, (L x l x h) : 128 x 85,5 x 30,4 mm, compatible avec plateau de travail 95.987.002 & tubes de PCR 0,2 ml, 5 pièce(s)/carton |
| Code NACRES           | NB.12   |

### **Caractéristiques du produit**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Compatible avec | plateau de travail 95.987.002 & tubes de PCR 0,2 ml |
|-----------------|---|

### **Dimensions**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Largeur du produit  | 85.5 mm |
| Hauteur du produit  | 30.4 mm |
| Longueur du produit | 128 mm  |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polycarbonate (PC)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Alloti non

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 5  
Type d'emballage intérieur carton  
pièces / boîte 5  
pièces / carton 75  
pièces / pallet 3600  
Profondeur du carton 598 mm  
Largeur du carton 398 mm  
Hauteur du carton 145 mm  
Volume du carton 0.0345 cbm  
Poids du produit 0.0302 kg  
Poids du carton 2.83 kg  
Code EAN de la boîte 4038917084864  
Code EAN du carton d'emballage 4038917003636

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

