



Description d'article

Numéro de commande	95.988.002
Description d'article	Station de base, matériau : PC, bleu, (L x l x h) : 128 x 85,5 x 30,4 mm, compatible avec plateau de travail 95.987.002 & tubes de PCR 0,2 ml, 5 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.15

Caractéristiques du produit

Compatible avec	plateau de travail 95.987.002 & tubes de PCR 0,2 ml
-----------------	---

Dimensions

Largeur du produit	85.5 mm
Hauteur du produit	30.4 mm
Longueur du produit	128 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polycarbonate (PC)
Couleur du produit bleu

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 5
Type d'emballage intérieur carton
pièces / boîte 5
pièces / carton 75
pièces / pallet 3600
Profondeur du carton 598 mm
Largeur du carton 398 mm
Hauteur du carton 145 mm
Volume du carton 0.0345 cbm
Poids du produit 0.0302 kg
Poids du carton 2.83 kg
Code EAN de la boîte 4038917124171
Code EAN du carton d'emballage 4038917019132

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

