



Description d'article

Numéro de commande	95.1992
Description d'article	Film PCR, pour plaques de PCR (réf. 72.1978/.010, 72.1979/.010/.003/.201/.700, 72.1980/.010/.201/.600/.700, 72.1981/.010) & barrettes de PCR (réf. 72.985.002/.092/.992), exempt de DNase/RNase, transparent, convient pour la qPCR, auto-adhésif, domaine d'utilisation : -80 - 120 °C, 100 pièce(s)/boîte
Code NACRES	NB.15

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	film
Opacité aux U.V.	non
Compatible avec	plaques de PCR (réf. 72.1978/.010, 72.1979/.010/.003/.201/.700, 72.1980/.010/.201/.600/.700, 72.1981/.010) & barrettes de PCR (réf. 72.985.002/.092/.992)
Compatible avec la qPCR	oui
Température minimale	-80 °C
Température maximale	120 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Label de pureté exempt de DNase/RNase
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 100
Type d'emballage intérieur boîte
pièces / boîte 100
pièces / carton 5000
pièces / pallet 90000
Profondeur du carton intérieur 90 mm
Largeur du carton intérieur 46 mm
Hauteur du carton intérieur 170 mm
Profondeur du carton 380 mm
Largeur du carton 380 mm
Hauteur du carton 380 mm
Volume du carton 0.0549 cbm
Poids du produit 0.0036 kg
Poids du carton 20 kg
Code EAN de la boîte 4038917940078
Code EAN du carton d'emballage 4038917940085

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

