



Description d'article

Numéro de commande	95.1993
Description d'article	Film PCR, exempt de DNase/RNase, matériau : PL, transparent, convient pour la qPCR, auto-adhésif, domaine d'utilisation : -40 - 120 °C, matériau fin, haute clarté optique, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.15

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	film
Opacité aux U.V.	non
Compatible avec la qPCR	oui
Température minimale	-40 °C
Température maximale	120 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Largeur du produit	80 mm
Longueur du produit	137 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	polyester (PL)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	exempt de DNase/RNase
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	100
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1600
pièces / pallet	192000
Profondeur du carton	216 mm
Largeur du carton	216 mm
Hauteur du carton	203 mm
Volume du carton	0.0095 cbm
Poids du produit	0.002 kg
Poids du carton	3.74 kg
Code EAN de la boîte	4038917303569
Code EAN du carton d'emballage	4038917388221

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

