



### **Description d'article**

Numéro de commande	95.1994
Description d'article	Film PCR, exempt de DNase/RNase, matériau : PO, transparent, convient pour la qPCR, auto-adhésif, domaine d'utilisation : -70 - 110 °C, haute capacité adhésive et résistance aux produits chimiques, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.15

### **Caractéristiques du produit**

Type de fermeture	film
Opacité aux U.V.	non
Compatible avec la qPCR	oui
Température minimale	-70 °C
Température maximale	110 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Largeur du produit 79 mm  
Longueur du produit 141 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polyoléfine (PO)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Label de pureté exempt de DNase/RNase  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 100  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 100  
pièces / carton 1200  
pièces / pallet 288000  
Volume du carton 0.0052 cbm  
Poids du produit 0.002 kg  
Poids du carton 2.72 kg  
Code EAN de la boîte 4038917088114  
Code EAN du carton 4038917044301  
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

