



Description d'article

Numéro de commande	95.2092
Description d'article	Film, exempt de DNase/RNase, transparent, convient pour la qPCR, perforable, domaine d'utilisation : -80 - 120 °C

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	film
Opacité aux U.V.	non
Compatible avec la qPCR	oui
Température minimale	-80 °C
Température maximale	120 °C

Dimensions

Largeur du produit	82 mm
Longueur du produit	125 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Label de pureté exempt de DNase/RNase

Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 100

pièces / boîte 100

pièces / carton 1200

pièces / pallet 57600

Volume du carton 0.0142 cbm

Poids du produit 0.0031 kg

Poids du carton 4.36 kg

Code EAN de la boîte 4038917335676

Code EAN du carton 4038917335669

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

